

## Tablier de protection cryogénie

Réf. #40087 00

Idéal pour les risques de projection de gaz liquide (azote, argon, oxygène)



### Description



Tablier cuir fleur bovin  
Doublure molleton laine aluminisé  
Dimensions 90 x 70 cm  
Ne protège pas tout le corps. D'autres équipements tels que nos gants, pantalons, tabliers et guêtres appartiennent à la même gamme de vêtements EPI.  
Tous nos vêtements et accessoires peuvent recevoir des finitions adaptées sur mesure à vos besoins spécifiques

### Consignes de stockage et d'entretien

Conserver les produits dans l'emballage d'origine, à température et humidité ordinaires, dans un local couvert et aéré. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Pensez à trier, valoriser et recycler les EPI en fin de vie.

### Les + du produit

- Forme large qui permet une meilleure protection
- Excellente protection grâce au cuir doublé
- Exclusivement pour risques mécaniques liés au froid industriel

### Risques

Froid, Mécaniques et thermiques

### Milieux

Humide

### Logistique

**Code douanier :** 4203 40 00

**Code produit :** PF040087000

### Certification EPI

Ce produit est conforme aux exigences du règlement (EU) 2016/425.